

## PortaWinch El cabrestante portátil

"PortaWinch" es el primer cabrestante portátil para silla de ruedas silla de ruedas disponible en el mercado. El PortaWinch es fácilmente transferible desde un vehículo a un otro. Usando un solo cabrestante para varios vehículos, ahorra dinero y ahorra tiempo.

El "PortaWinch" es un cabrestante portátil con batería integrada, diseñado para ayudar a subir y bajar de pasajeros en silla de ruedas en vehículos para discapacitados.



### Incluido en la maleta de transporte:

- 1 cabrestante con batería integrada y correa de 5,5 m
- 1 control remoto grande
- 1 contro remoto pequeño
- 1 correa en Y
- 1 batería de respaldo
- 1 cargador 220V

<b>Carga:</b>	<b>250 kg</b>	<b>Longitud de la correa:</b>	<b>5,5 metros</b>
<b>Peso:</b>	<b>4,5 kg</b>	<b>Dimensiones:</b>	<b>L23 x A14 x A19 cm</b>
<b>Garantía :</b>	<b>2 años</b>		

Alimentado por un motor eléctrico potente y con mecanismo antirretorno, el cabrestante dispone de una capacidad de carga de 250 kg y tiene varias características y ventajas.

Diseñado meticulosamente y hábilmente con un tamaño de pequeña escala, el PortaWinch puede caber en cualquier vehículo con rieles y espacio interior limitado.



Dirección : 6 Rue du Bout de la Ville,

80490 Hocquincourt, Francia

Teléfono : +33 (0)3 22 25 58 65

[contact@access-ability.eu](mailto:contact@access-ability.eu)

[www.access-ability.eu](http://www.access-ability.eu)

# Access-Ability, proveedor de accesibilidad ...

## Fácil de usar

Batería



Encendido/  
Apagado (On / Off)

**Seguridad:** el cabrestante está equipado con un mecanismo de bloqueo que evita que la silla de ruedas retroceda cuando se detenga en la rampa



Zapata para fijación sobre raíles aerodinámicos colocado longitudinalmente o transversalmente.

**Winchsaver** es un dispositivo para absorber cualquier impacto causado por desenrollado rápido de la silla de ruedas con tensión rápida de la correa.

Se suministran dos controles remotos con el cabrestante. Uno grande para uso intensivo y uno pequeño de cambio. Ambos funcionan de la misma manera.



1. Instale y asegure el cabrestante en el vehículo.
2. Para desenrollar la correa, todo lo que tiene que hacer es mantener presionado el botón "OUT". Al bajar, asegúrese de que la silla de ruedas esté estable cuando retroceda.
3. Para volver a montar la correa, mantenga presionado el botón "IN". Por el ascenso asegúrese de que la silla de ruedas esté colocada correctamente en la rampa. El cabrestante se detendrá si se suelta el botón. Cuando la correa haya alcanzado su posición final, el cabrestante se detendrá automáticamente.

La función única "Soft Start / Stop" permite una aceleración y desaceleración gradual y suave. Esta función proporciona una sensación de comodidad y seguridad al ocupante de la silla de ruedas.

Antes del uso, lea las instrucciones de uso del producto.

\* Producto que probablemente evolucionará



Dirección : 6 Rue du Bout de la Ville

80490 Hocquincourt, France

Teléfono: +33 (0)3 22 25 58 65

[contact@access-ability.eu](mailto:contact@access-ability.eu)

[www.access-ability.eu](http://www.access-ability.eu)

PortaWinch