

La rampe TPMR "STEP Rampe" à utilisation manuelle permet de **faciliter et sécuriser l'accès** au véhicule de la personne en fauteuil et de son accompagnateur grâce notamment à ses **marches d'appui** et son **sol antidérapant**. La rampe vous permet ainsi de **dépenser moins d'énergie** pour la montée du fauteuil en voiture.


La Rampe TPMR « STEP Rampe » est :

- Pliable
- Antidérapante
- Conçue avec des poignées latérales
- Conçue avec des marches uniques pour un meilleur appui

Rapport qualité prix inégalable

Garantie : 1 an




Directive 98/37/CE



Tailles disponibles

Taille Small : P320 Poids : 26 kg	920 (Y) x 95 (Z) x 268 (K) mm
Taille Medium : P310 Poids : 30 kg	920 (Y) x 1209 (Z) x 268 (K) mm
Taille Large : P300 Poids : 35 kg	920 (Y) x 1359 (Z) x 268 (K) mm

Système de fermeture facile



Rampe « STEP RAMPE » : P300, P310, P320
Rampe manuelle pour fauteuil roulant en aluminium