


Access-Ability, fournisseur d'accessibilité

La rampe TPMR "STEP Rampe" à utilisation manuelle permet de **faciliter et sécuriser l'accès** au véhicule de la personne en fauteuil et de son accompagnateur grâce notamment à ses **marches d'appui** et son **sol antidérapant**. La rampe vous permet ainsi de **dépenser moins d'énergie** pour la montée du fauteuil en voiture.

La Rampe TPMR « STEP Rampe » est :

- Pliable
- Antidérapante
- Conçue avec des poignées latérales
- Conçue avec des marches uniques pour un meilleur appui




Rapport qualité prix inégalable
Garantie : 1 an
Directive 98/37/CE



Tailles disponibles

Taille	W Longueur dépliée (mm)	Z Longueur pliée (mm)	X Largeur intérieure (mm)	Y Largeur totale (mm)	K Épaisseur rampe repliée (mm)	Poids (kg)
Small : P320	1870	958	760	920	268	26
Medium : P310	2360	1209	760	920	268	30
Large : P300	2660	1359	760	920	268	35

Système de fermeture facile



Rampe « STEP RAMPE » : P300, P310, P320
 Rampe manuelle pour fauteuil roulant en aluminium



Adresse : BP19, 80490 Hallencourt, France

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65 / Mobile : + 33 (0)6 45 72 46 90

contact@access-ability.eu

www.access-ability.eu